



Calzatura Postoperatoria

**WALK5**  
**PERCUTANEA**

Modello: EBI 105

ISTRUZIONI PER L'USO

# Contenuto della confezione

La confezione non aperta o danneggiata contiene:

- Un paio di scarpe (destra e sinistra)
- Un pezzo ambidestro di SUOLETTO 0
- Un paio di SUOLETTO 1
- Un paio di SUOLETTO 2
- Un paio di lacci

# Modalità di utilizzo

## Il giorno dell'operazione

**1** Inserire il SUOLETTO 0 (rigido), nella scarpa del piede operato.

Inserire il SUOLETTO 1 nella scarpa del piede non operato.

È possibile indossare entrambe le scarpe subito dopo l'intervento.





**2** Per infilare dentro la scarpa il piede operato, fasciato, allargate tutti i lacci ed aprite entrambe le zip fino ad ottenere lo spazio necessario a rendere agevole questa manovra



**3** Una volta infilato il piede nella scarpa, allacciatela senza stringere troppo e chiudete entrambe le zip. Per sfilare ed infilare velocemente il piede nella scarpa utilizzate solo le zip. È più comodo e veloce.



L'altra scarpa, quella del piede non operato, come si vede nella foto, va indossata come una normalissima scarpa.

## Al 30° giorno dopo l'operazione

**1** Il SUOLETTO 0 ovvero quello rigido, posto dentro la calzatura del piede operato, va tolto e va sostituito con il SUOLETTO 1.

**2** Riadattate l'allacciatura delle scarpe affinché le calzate, risultino confortevoli.

## Dal 40° giorno in poi, dopo l'operazione

**1** Il piede operato, tolta tutta la fasciatura tenderà a gonfiarsi. Regolate la calzatura in base al gonfiore del vostro piede ed utilizzate a vostro piacimento o il SUOLETTO 1 o il SUOLETTO 2. Otterrete così una calzatura da poter utilizzare a lungo.

### RICORDATE!!!

Queste scarpe, di moderno design, sono state pensate per essere utilizzate non solo nel periodo post-operatorio ma anche successivamente come normali calzature da tempo libero.



# Conservazione e pulizia

Le Calzature postoperatorie WALK5 non sono lavabili, si consiglia di utilizzare per la pulizia ordinaria un panno umido e saponi non aggressivi.

Si consiglia di conservare il prodotto in ambienti asciutti e ad una temperatura non inferiore a 0°C e non superiore a 50°C.

# Prestazioni

Le Calzature postoperatorie WALK5 sono le uniche nel mercato progettate per essere indossate durante tutto il periodo postoperatorio, fin dai primi giorni a seguito dell'operazione. Tradizionalmente dopo l'intervento chirurgico del piede si utilizza una calzatura postoperatoria semiaperta, che accompagna il paziente solo per le prime settimane e non consente una deambulazione spontanea e naturale.

Si è pertanto sentita l'esigenza di dedicare maggior attenzione a questa delicata fase postoperatoria della chirurgia del piede, e da questo è nata la calzatura WALK5 con tecnologia DOUBLE FIT.

Molteplici sono i vantaggi e i benefici che il paziente riceverà grazie al brevetto DOUBLE FIT:

**1** Usare una calzatura capace di conciliare la capacità di accogliere e sostenere un piede ancora gonfio, bendato e dolorante ad una sensazione di comfort, proteggendo il piede dagli urti e dallo sporco; inoltre mantenimento della temperatura costante grazie alla fodera brevettata in Alluminion.

**2** Poter indossare la stessa calzatura dal giorno dell'operazione fino al termine della convalescenza, evitando così l'acquisto dopo circa **un mese** di una seconda calzatura e mantenendo la propria taglia originale da subito per tutto il recupero; con la corretta taglia si mantiene il punto di battuta corretto del proprio metatarso per la rotazione, aiutando una migliore deambulazione e un recupero più veloce del piede, inoltre il fondo molto flessibile aiuta notevolmente il piede ancora dolorante nel camminare spontaneamente per la riabilitazione.

**3** Indossare lo stesso tipo di calzatura in entrambi i piedi, il che significa una più corretta e bilanciata deambulazione e distribuzione del peso corporeo con un innegabile beneficio per la schiena, il bacino e le gambe;

**4** Un maggior benessere psicologico, dato che il paziente potrà indossare da subito un paio di calzature del tutto simili a quelle che indossa comunemente.

Il brevetto DOUBLE FIT prevede l'utilizzo di un doppio plantare **e un suoletto rigido (SUOLETTO 0, SUOLETTO 1 e SUOLETTO 2)** da utilizzare nelle varie fasi della convalescenza. L'impiego di un materiale tecnico chiamato memory protegge il piede nell'area dell'intervento e permette alla calzatura di seguire l'evoluzione delle relative fasciature nel periodo postoperatorio. Abbiamo brevettato inoltre un'entrata veloce del piede grazie alla doppia zip che si apre dal collarino alla punta, facilitando e velocizzando l'entrata anche nel periodo della fasciatura. Per migliorare la climatizzazione del piede abbiamo utilizzato una membrana in ALLUMINION che permette il mantenimento costante della temperatura. La suola **con tecnologia iniezione** garantisce l'elasticità e la morbidezza di un guanto rispetto alle normali calzature con soles in gomma, che si presentano molto più dure e poco elastiche.

La durata di vita delle Calzature postoperatorie WALK5 è garantita per un anno dall'acquisto.

## Precauzioni, effetti collaterali/ indesiderati ed avvertenze

Non sono previsti effetti collaterali/indesiderati dall'utilizzo della Calzatura postoperatoria WALK5 è progettata per permettere la deambulazione al paziente senza modificarne la camminata, ma garantendo una protezione del piede e confort dal terreno.

**Attenzione!** Si consiglia di non mettere a diretto contatto con la cute la Calzatura postoperatoria WALK5, ma di utilizzare un calzino bianco di cotone.

**Attenzione!** Si consiglia di utilizzare la Calzatura postoperatoria WALK5 per un massimo di otto ore al giorno.




**Attenzione!** Si consiglia di non esporre la Calzatura postoperatoria WALK5 su fiamma viva.


## Assistenza e ricambio

In caso di rottura del prodotto o dei suoi accessori entro un anno dall'acquisto:

contattare i numeri elencati in ultima pagina per la sostituzione del pezzo.

## Simboli presenti in etichetta

SIMBOLI	SIGNIFICATO
	Conformità alle norme comunitarie europee
	Fabbricante
	Codice catalogo

SIMBOLI	SIGNIFICATO
	Lotto. Codice di fabbricazione del produttore
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Attenzione

# Dichiarazione di conformità



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Declaration of conformity

**Fabbricante:** EBi di Enrico Buziol  
(Manufacturer) Via Buschieri 45/3  
31035 Crocetta del Montello (TV)

**Dispositivo Medico** Calzatura postoperatoria WALK1  
(Medical Device)

**Codice:** EBi 101

**Direttive Applicabili:** DIRETTIVA 93/42/CEE concernente i dispositivi medici modificata dalla  
(Applicable Directives) 2007/47/CE – recepita dal D.Lgs. n°46 del 24/02/1997 – modificato da D.Lgs.  
N°37 del 25/01/2010  
(CE Directive 93/42/EC concerning medical devices and following updates)

**Classificazione (Allegato IX Dir. 93/42/CE):** Classe I  
(Classification (Annex IX, MDD 93/42/EEC): Class I

**Procedura di valutazione della Conformità** Allegato VII  
(Conformity Assessment procedure): Annex VII

Con la presente si dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti sopra elencati soddisfano tutti i requisiti essenziali applicabili, previsti dall'Allegato I della Direttiva 93/42/CE concernente i Dispositivi Medici e alle norme applicabili.  
(Under our sole responsibility, we state that the above mentioned products meet all the applicable essential requirements of Annex I of the Medical Devices Directive 93/42/EEC and all the applicable standards).

Norme europee armonizzate applicabili  
(Applicable harmonized European standards)

La lista delle norme applicabili è riportata nel Cap.05 del Fascicolo Tecnico FT01.  
(The list of the applicable standards is reported in Chapter 05 of Technical File FT01).

Il Fabbricante si impegna a conservare e a mettere a disposizione delle Autorità competenti la documentazione tecnica specificata nell'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE, per un periodo di 2 anni dalla data di ultima fabbricazione del prodotto.  
(The Manufacturer undertakes to keep available for the Competent Authorities the technical documentation quoted in Annex VII of Directive 93/42/EEC for a period of at least 2 years after the last manufacture of the product.)

Responsabile Enrico Buziol  
(Authorized/Responsible Person)

Firma:  
Signed:

Data: 27/07/2017  
Date



# BACK TO WALK



Per acquistare le calzature:

**Chiamateci ai seguenti numeri di telefono, consegneremo  
le calzature direttamente a casa vostra in due giorni:**

Tel. 0039 335 7780336

Tel. 0039 344 2460757

**Oppure ordinate direttamente dal nostro sito:**

[www.walk1.it](http://www.walk1.it)

[www.calzaturaortopedica.it](http://www.calzaturaortopedica.it)



Via L.Boschieri 45/3 | Crocetta del Montello (TV) | ITALIA

 **Ebi di Enrico Buziol**

